



Tappino Gomma per 43100-2, 43110, 43115

Codice GEF (SKU) 43120

EAN / GTIN 3401042150222

PUNTALE IN GOMMA PVC Ø interno 19 mm- grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PUNTALE IN GOMMA PVC Ø interno 19 mm- grigio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3401042150222

CODICE GEF

43120



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697