



## Tappino Gomma per 43090-2

Codice GEF (SKU) 43121

EAN / GTIN 3701127709025

Tappino pivoflex di ricambio Ø interno 19 mm Ø esterno 40 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tappino pivoflex di ricambio Ø interno 19 mm Ø esterno 40 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**3701127709025**

CODICE GEF

**43121**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697