



Stampella Con Doppia Regolazione Poggia Braccio Chiuso

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43124

EAN / GTIN 8023279431247

Confezione 1

STAMPELLA CON DOPPIA REGOLAZIONE - chiusa - paio Design che migliora il confort. Impugnatura ottimizzata e angoli di supporto per ottenere una postura corporale avanzata e ridurre la fatica delle mani e degli avambracci. Struttura in lega di alluminio leggera. Supporto avambraccio regolabile 22-28 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 0,62 kg
- Altezza: 68-98 cm
- Materiale: Lega di alluminio
- Supporto avambraccio: 22-28 cm
- Portata max: 150 kg
- Dispositivo medico Classe I, 93/42/CEE, ISO EN 11334-1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120306

EAN / GTIN

8023279431247

CODICE GEF

43124



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697