



IMPUGNATURA AMBIDESTRA

Codice GEF (SKU) 43126

EAN / GTIN 8023279431261

Confezione 1

IMPUGNATURA AMBIDESTRA - ricambio Impugnatura ambidestra morbida sostituibile, bloccata da un sistema a incastro antirotazione. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279431261

CODICE GEF

43126



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697