



Deambulatore Movigo Portata Max. 165 Kg Anodizzato

Codice GEF (SKU) 43133

Confezione 1

Deambulatore Movigo Portata Max. 165 Kg Anodizzato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
43133



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697