



## Deambulatore Silver Pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43143

EAN / GTIN 8023279431438

Confezione 1

DEAMBULATORE SILVER CON SEDILE Struttura pieghevole con sedile, ampio cestello anteriore e freni sulle ruote. Dim. 68x61 cm. Altezza regolabile 78-90 cm. Peso: 7,4 kg. Portata: 100 Kg.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120609

EAN / GTIN

8023279431438

CODICE GEF

43143



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697