



ESERCITATORE A PEDALE PIEGHEVOLE CON DISPLAY

Codice GEF (SKU) **43151**

EAN / GTIN **8023279431513**

Confezione **1**

PEDALIERA CON DISPLAY Pieghevole per risparmiare spazio quando non è in uso. Schermo a 5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al minuto, calorie bruciate e scansione. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, LV, SI, GR, RO, SK. Dimensioni: 37x49,5x26 cm Pedaliere compatte per allenamenti cardiovascolari moderati. L'uso regolare stimola la circolazione sanguigna e aumenta la forza muscolare. Posizionabili su un tavolo per esercitare le braccia o sul pavimento per allenare le gambe da seduti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279431513

CODICE GEF

43151



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697