



## PEDALIERA ELETTRICA CON DISPLAY

Codice GEF (SKU) **43153**

EAN / GTIN **8023279431537**

Confezione **1**

PEDALIERA ELETTRICA CON DISPLAY In ABS e acciaio, con display LED integrato per registrare e leggere il tempo, la velocità e le calorie. 6 velocità regolabili. Telecomando a infrarossi (batteria non inclusa).

Alimentazione: 80 W, 100/220V-50/60 Hz. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, LV, SI, GR, RO, PL. Dimensioni: 39,5x34,5x26 cm Dimensioni imballo: 40x32x15 cm Peso netto: 4,2 kg Pedali antiscivolo con cinghie Direzione pedali avanti/indietro Monitor facilmente leggibile Gommini antiscivolo Pedaliere compatta per allenamenti cardiovascolari moderati. L'uso regolare stimola la circolazione sanguigna e aumenta la forza muscolare. Posizionabili su un tavolo per esercitare le braccia o sul pavimento per allenare le gambe da seduti.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279431537**

CODICE GEF

**43153**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697