



# Deambulatore Leggero Pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43160

EAN / GTIN 8023279431605

Confezione 1

DEAMBULATORE LEGGERO - pieghevole Struttura leggera in alluminio blu con comodo sedile in PP regolabile in altezza. Pratico seggiolino sollevabile, schienale imbottito pieghevole verticalmente, gambe staccabili con ruote. Freni ad anello per maggiore sicurezza. Dim. 66x68 cm. Dimensione imballo 60x18x58 cm.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120612

EAN / GTIN

8023279431605

CODICE GEF

43160



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697