



Deambulatore Stylish Pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43164

EAN / GTIN 8023279431643

Confezione 1

DEAMBULATORE STYLISH - pieghevole Struttura leggera in alluminio color argento, sedile imbottito in nylon con strap up. Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Cavo del freno nascosto. Porta bastone. Ruota anteriore a sgancio rapido, tubi posteriori pieghevoli senza viti per raggiungere una dimensione più compatta. Dimensione 66x73 cm. Dimensione imballo 66x29x37 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Peso: 8.5 kg Portata: 136 kg Bottone altezza regolabile su impugnatura 79-92 cm Seduta 46 x 25 cm a 53 cm altezza

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120606

EAN / GTIN

8023279431643

CODICE GEF

43164



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697