



Deambulatore In Piedi Completamente Regolabile Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43172

EAN / GTIN 8023279431728

Confezione 1

DEAMBULATORE VERTICALE COMPLETAMENTE REGOLABILE Aiuta a stare in piedi e guardare avanti con un sostegno efficace. Forma compatta, richiudibile con una mano, telaio stabile in alluminio, doppio freno manuale, braccioli, schienale e lunghezza completamente regolabili. Ruote anteriori staccabili e maniglie per alzarsi. Sedile e schienale imbottiti per maggiore confort. Due ruote anteriori (Ø 25,4 cm) e due posteriori (Ø 20,3 cm) in PVC, porta bastone e borsa della spesa.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120606

EAN / GTIN

8023279431728

CODICE GEF

43172



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697