



CINTURA PELVICA PREMIUM

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43175

EAN / GTIN 8053470770494

Confezione 1

CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE · CINTURA PELVICA PREMIUM Ausili per posizionare e spostare i pazienti in sicurezza. Chiusura acetale a bottone per maggiore sicurezza e per evitare lo sgancio accidentale. Ideali per carrozzine, comode e poltrone (con 43178). Rivestimento in tessuto ignifugo e idrorepellente di classe 1. Lavabile a max. 40° Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y122499

EAN / GTIN

8053470770494

CODICE GEF

43175



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697