



# CINTURA ADDOMINALE PREMIUM

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43176

EAN / GTIN 8053470770463

Confezione 1

CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE - CINTURA ADDOMINALE PREMIUM Ausili per posizionare e spostare i pazienti in sicurezza. Chiusura acetale a bottone per maggiore sicurezza e per evitare lo sgancio accidentale. Ideali per carrozzine, comode e poltrone (con 43178). Rivestimento in tessuto ignifugo e idrorepellente di classe 1. Lavabile a max. 40° Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y122499

EAN / GTIN

8053470770463

CODICE GEF

43176



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697