



Estensore per 43175-7 - Regolabile

Codice GEF (SKU) 43178

EAN / GTIN 8053470771132

Confezione 1 pz.

ESTENSORE PER CINTURE LINEA PREMIUM - fino a 150 cm
Lunghezza regolabile. Necessario per l'uso con poltrona. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8053470771132

CODICE GEF

43178



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697