



CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC 105 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43181

EAN / GTIN 3701127727760

Confezione 1

CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - piccola Cintura di trasferimento in poliuretano da fissare alla vita dell'assistente o del paziente per aiutare quest'ultimo a sedersi o alzarsi, con sforzo minimo e massima sicurezza. Maniglie imbottite (5 verticali e 4 orizzontali), cinghia in poliestere e anello di nylon. Lunghezza: 105 cm Portata per il trasferimento: 160 kg. Lavabile a 60°. Made in France.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y123099

EAN / GTIN

3701127727760

CODICE GEF

43181



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697