



CINTURA DI SICUREZZA L-XL 80-122 cm

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 43185

EAN / GTIN 8053470771194

Confezione 1

CINTURE DI FISSAGGIO AL LETTO • Cintura movimento singolo • Taglia: L-XL • Circonferenza cm: 80-122 Cinture di sicurezza 100% cotone per controllare i pazienti allettati. 1chiusura di sicurezza che può essere sbloccata con un'apposita chiave magnetica. Consentono il movimento singolo per spostare il paziente in posizione supina. Lavabili a 90° Altezza delle cinture 21 cm. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFEZIONE	EAN	CONFEZIONE
43185	43185	8053470771194	1
43187	43187	8053470771163	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030599

EAN / GTIN

8053470771194

CODICE GEF

43185



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697