



CINTURA DI SICUREZZA S-M 60-88 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43186

EAN / GTIN 8053470771156

Confezione 1

CINTURE DI FISSAGGIO AL LETTO • Cintura movimento doppio • Taglia: S-M • Circonferenza cm: 60-88 Cinture di sicurezza 100% cotone per controllare i pazienti allettati. 3 chiusure di sicurezza che possono essere sbloccate con un'apposita chiave magnetica. Consentono il movimento doppio per spostare il paziente in posizione supina o laterale. Lavabili a 95° Altezza delle cinture 21 cm. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030599

EAN / GTIN

8053470771156

CODICE GEF

43186



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697