



Sedia Comoda Comfort Altezza Regolabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43191

EAN / GTIN 3401048584939

Confezione 1

SEDIA COMODA COMFORT - altezza regolabile - blu Seduta imbottita e removibile per il massimo confort e un alto livello di igiene. La bacinella WC è staccabile da entrambi i lati e dall'alto. PORTATA MAX 150 Kg Made in France.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091203

EAN / GTIN

3401048584939

CODICE GEF

43191



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697