



Sedia Comoda e Doccia

Codice GEF (SKU) 43193

EAN / GTIN 8023279431933

SEDIA COMODAE DOCCIA Sedia di sollevamento 3 in 1 in alluminio, utilizzabile come rialzo WC, comoda e sedia da doccia. Dotata di meccanismo di sollevamento a molla e blocco di sicurezza, per aiutare g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SEDIA COMODAE DOCCIA Sedia di sollevamento 3 in 1 in alluminio, utilizzabile come rialzo WC, comoda e sedia da doccia. Dotata di meccanismo di sollevamento a molla e blocco di sicurezza, per aiutare gli utenti ad alzarsi spingendosi dai braccioli. Braccioli inclinati in avanti per facilitare lo spostamento. Piedini antiscivolo e gambe ad altezza regolabile. Fornita con bacinella WC, coperchio della bacinella WC e schermo antischizzi. Cuscino e schienale in schiuma di PU, impermeabile e durevole Altezza seduta regolabile Braccioli reclinati in avanti per facilitare lo spostamento Meccanismo di sollevamento a molla Struttura in alluminio robusta e antiruggine Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279431933

CODICE GEF

43193



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697