



# Cintura Con Strappo Per Comode/Carrozzine

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43217

EAN / GTIN 8023279432176

Confezione 1

CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE - CINTURA PETTORALE LINEA SMART Cintura pettorale imbottita per evitare che il paziente seduto sulla carrozzina scivoli in avanti. Dotate di due cinghie di propilene nere (altezza 5 cm), regolabili fino a 100 cm. Chiusura a clip di sicurezza sganciabile con una sola mano. La cintura pettorale ha due robuste bretelle regolabili.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y122406

EAN / GTIN

8023279432176

CODICE GEF

43217



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697