

## Carrozzina Da Transito

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43225

EAN / GTIN 8023279432251

Confezione 1

CARROZZINA TRANSIT - seduta 46 cm - tessuto nero - struttura a doppio incrocio - braccioli fissi, imbottitura PVC - poggiatesta fissi, pedana alzabile, cinghia per gambe - ruote anteriori solide 15 cm - ruote posteriori pneumatiche 30 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza complessiva: 63 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata:
- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 53 cm
- Diametro ruota anteriore: 15 cm
- Altezza del piano seduta: 49 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 91 cm
- Lunghezza totale:
- Profondità seduta:
- Altezza dello schienale:
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 76 x 30 x 76 cm
- Peso netto: 14 kg
- Peso lordo: 16,3 kg

CLASSE DM

I

CND

Y122106

EAN / GTIN

8023279432251

CODICE GEF

43225



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)