



Carrozzina In Alluminio Classica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43235

EAN / GTIN 8023279432350

Confezione 1

CARROZZINA CLASSIC ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero - struttura a doppio incrocio - braccioli reclinabili imbottiti - poggiatesta staccabili, pedana in plastica alzabile, cinghia per gambe - ruote anteriori solide in PU 20 cm - ruote posteriori solide in PU 61 cm sistema a rilascio rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza complessiva: 64 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 37 cm
- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 60 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 46 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 96 cm
- Lunghezza totale: 103 cm
- Profondità seduta: 42 cm
- Altezza dello schienale: 45,5 cm
- Portata massima: 120 kg
- Dimensioni imballo: 82x31x96
- Peso netto: 13 kg
- Peso lordo: 14,5 kg

CLASSE DM

I

CND

Y122103

EAN / GTIN

8023279432350

CODICE GEF

43235



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it