



Carrozzina Alluminio Queen

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43250

EAN / GTIN 8023279432503

Confezione 1

CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto azzurro - struttura a doppio incrocio - ultra leggera di soli 9,5 kg - braccioli fissi imbottiti - poggiatesta alzabili con cinghia per gambe - rotelle anteriori solide (15 cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza complessiva: 60 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 29,5 cm
- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 30 cm
- Diametro ruota anteriore: 15 cm
- Altezza del piano seduta: 48 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 90 cm
- Lunghezza totale: 100 cm
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 71 x 28 x 72 cm
- Peso netto: 9,5 kg
- Peso lordo: 11 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Y122106EAN / GTIN
8023279432503CODICE GEF
43250

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697