



POGGIAPIEDI IN ALLUMINIO coppia ricambio per cod 43260-2

Codice GEF (SKU) 43263

EAN / GTIN 8023279432633

Confezione 1

Ricambio per carrozzine ESSEX (cod. 43260 - 43261 - 43262)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279432633

CODICE GEF

43263



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697