

GEF Medica

CARROZZINA OXFORD

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 43271

EAN / GTIN 8023279432718

Confezione 1

CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero - telaio in acciaio laccato a polvere blu - ruote posteriori pneumatiche Ø 61 cm, corrimano in acciaio cromato, rilascio rapido - ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm - freni di bloccaggio su ruote posteriori - forcella anteriore in acciaio laccato a polvere - braccioli alzabili imbottiti - poggiatesta staccabili, pedana alzabile, cinghie gambe Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza complessiva: 63 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 26,5 cm
- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 61 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 50 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 91 cm
- Lunghezza totale: 103 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Altezza dello schienale: 44 cm
- Portata massima: 120 kg
- Dimensioni imballo: 82 x 27 x 93 cm
- Peso netto: 18 kg
- Peso lordo: 20 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
43271	43271	8023279432718	1
43272	43272	8023279432725	1

CLASSE DM

I

CND

Y122106

EAN / GTIN

8023279432718

CODICE GEF

43271



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it