



Sedia A Rotelle Comoda Pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43283

EAN / GTIN 8023279432831

Confezione 1

SEDIA A ROTELLE COMODA PIEGHEVOLE Struttura in acciaio cromato, ideale per pazienti con mobilità ridotta. Braccioli e poggiatesta fissi, rotelle solide e ruote posteriori robuste. La seduta a forma di U della comoda è estremamente durevole, adatta per uso in ambienti interni. Fornita con bacinella WC. Diametro ruote posteriori: 58 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza complessiva: 64 cm
- Larghezza seduta: 44 cm
- Diametro ruota posteriore: 58 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 50 cm
- Altezza complessiva: 87 cm
- Lunghezza totale: 105 cm
- Altezza dello schienale: 37 cm
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 92x29x89 cm
- Peso netto: 19 kg
- Peso lordo: 21,3 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Y122103EAN / GTIN
8023279432831CODICE GEF
43283

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697