



Px25" Carrozzina Elettrica Ruote Posteriori 24" Con Corrimano

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43291

EAN / GTIN 6933257916425

Confezione 1

CARROZZINA ELETTRICA - ruote posteriori 56 cm con corrimano
Carrozzina elettrica per uso quotidiano, dentro e fuori casa. Utilizzabile in modalità elettrica o manuale, per cambiare marcia facilmente. Possibilità di spostamento in avanti, spostamento all'indietro o rotazione tramite un controller intelligente dotato di joystick per controllare velocità e direzione. Struttura in lega di alluminio, poggiamani, poggiatesta, bracciolo espandibile e sospensione flessibile antiurto. Cuscini sedile e schienale removibili, batteria e pannello di controllo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: =100 kg
- Chilometraggio: =20 km
- Velocità max: =6 km/h
- Alimentazione: batteria al litio, CC 24V x 18Ah
- Potenza motore: 130 W
- Consumo: =2,5 kw x h/100 km
- Prestazioni freno orizzontale: =1,5 m
- Freno rampa max sicurezza: =3,6 m (6°)
- Stabilità: =9° (statica), =6° (dinamica)
- Rumore: < 65 dB
- Altezza attraversamento ostacoli: =40 mm
- Raggio di rotazione min: 1,2 m
- Larghezza spazio tra scanalature: 100 mm
- Prestazioni assistente partenza in salita: 9°
- Dimensioni: 660 mm - aperta, 360 mm - chiusa
- Larghezza seduta: 440 mm
- Peso netto: 29 kg
- Protezione: IPX4

CLASSE DM

I

CND

Y122127

EAN / GTIN

6933257916425

CODICE GEF

43291



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it