



# SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43430

EAN / GTIN 8023279434309

Confezione 1

SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI Sedia idraulica in acciaio ideale per trasferire il paziente dal letto alla toilette, alla doccia o altrove. Include 3 sedute intercambiabili: - seduta comoda fissa utilizzabile con o senza bacinella WC estraibile - seduta in plastica estraibile per doccia - seduta con cuscino morbido removibile. La seduta per doccia e la seduta con cuscino morbido possono essere all'occorrenza smontate, garantendo così igiene e pulizia - apertura e chiusura a 180° facilitate, flessibilità di movimento - sollevamento idraulico regolabile fino a 15 cm - portata: 125 kg - rotelle anteriori pivotanti con freno, rotelle posteriori unidirezionali che impediscono lo scivolamento della sedia a causa del centro di gravità instabile degli utilizzatori colpiti da paralisi. Dimensioni imballo: 79x63x33 cm. Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080502

EAN / GTIN

8023279434309

CODICE GEF

43430



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697