



Sollevatore Idraulico Paziente Portata 150 Kg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43450

EAN / GTIN 8023279434507

Confezione 1

SOLLEVATORE IDRAULICO PAZIENTE - portata max 150 kg
Sollevatore idraulico con struttura in acciaio, superficie rivestita. Ruote anteriori Ø 7,5 cm senza freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno. Le gambe sono apribili mediante pedale. Altezza regolabile mediante pressione idraulica o comando manuale. Dotato di imbragatura (43464).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza braccio: 990 mm
- Lunghezza gamba: 1190 mm
- Larghezza totale: 590 mm
- Larghezza base aperta: 860 mm
- Altezza gancio: 950-1650 mm
- Altezza maniglia di spinta: 1140 mm
- Gioco base: 115 mm
- Portata: 150 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0805030101EAN / GTIN
8023279434507CODICE GEF
43450

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697