



Sollevatore Elettrico Paziente Portata 150 Kg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43455

EAN / GTIN 8023279434552

Confezione 1

SOLLEVATORE ELETTRICO PIEGHEVOLE PAZIENTE - portata massima 150 kg Sollevatore elettrico con struttura in acciaio e superficie rivestita. Pieghevole per essere facilmente riposto e trasportato. Ruote anteriori Ø 7,6 cm con freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno. Le gambe sono apribili mediante pedale. Comando manuale con una funzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza totale: 1200 mm
- Larghezza totale: 580 mm
- Dimensioni piegato: 1250x580x310 mm
- Altezza braccio: 0-1730 mm
- Altezza maniglia di spinta 1130 mm
- Larghezza base aperta: 830 mm
- Gioco base: 115 mm
- Lunghezza base: 1120 mm
- Larghezza interna base: 475-730 mm
- Alimentazione: 220V - 50Hz
- Portata: 150 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0805030102

EAN / GTIN

8023279434552

CODICE GEF

43455



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697