



Sollevatore Elettrico Paziente In Alluminio Portata 150 Kg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43460

EAN / GTIN 8023279434606

Confezione 1

SOLLEVATORE ELETTRICO PAZIENTE IN ALLUMINIO - PIEGHEVOLE
Sollevatore elettrico con struttura in alluminio e superficie rivestita.
Pieghevole per essere facilmente riposto e trasportato. Ruote Ø 7,5
cm: ruote anteriori senza freno, posteriori con freno. Le gambe sono
apribili mediante pedale. Un comando manuale delle funzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza totale: 1180 mm
- Larghezza totale: 710 mm
- Dimensioni piegato: 1310x710xh 335 mm
- Larghezza base aperta: 1070 mm
- Altezza braccio: 0-1610 mm
- Altezza maniglia di spinta: 1160 mm
- Gioco base: 100 mm
- Lunghezza base: 1120 mm
- Larghezza interna base: 600-960 mm
- Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- Portata: 150 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0805030102

EAN / GTIN

8023279434606

CODICE GEF

43460



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697