



IMBRAGATURA

3 varianti

Codice GEF (SKU) 43464

EAN / GTIN 8023279434644

Confezione 1

Imbragatura - S - nylon Profondità: 350 mm Dimensioni mm: [A = 920]
[B = 360] [C = 1050]

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
43464	43464	8023279434644	1
43465	43465	8023279434651	1
43466	43466	8023279434668	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279434644

CODICE GEF

43464



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697