



## IMBRAGATURA CON POGGIATESTA

3 varianti

Codice GEF (SKU) 43467

EAN / GTIN 8023279434675

Confezione 1

Imbragatura con fermatesta e cintura Imbragatura - S - nylon  
Profondità: 350 mm Dimensioni mm: [A = 700] [B = 600] [C = 1000]

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
43467	43467	8023279434675	1
43468	43468	8023279434682	1
43469	43469	8023279434699	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**8023279434675**

CODICE GEF  
**43467**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697