



Plexiglass Culla - Ricambio per 43500

Codice GEF (SKU) 43501

EAN / GTIN 8023279435016

Confezione 1 pz.

Culla in plexiglass di ricambio per cod. 43500

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279435016

CODICE GEF

43501



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697