



## CULLA NEONATALE

2 varianti

Codice GEF (SKU) 43502

EAN / GTIN 8023279435023

Confezione 1

CULLA NEONATALE - azzurro Culle eleganti ed ergonomiche, confortevoli per i neonati. Alloggiamento trasparente in plastica. Le ruote Ø 76 mm (3"), presenti su entrambi i lati, resistenti all'usura, antiscivolo e ammortizzanti, possono ruotare liberamente a 360°. La maniglia maneggevole consente di controllare la molla a gas. Inclinazione 12° Trendelenburg inversa. Altezza regolabile con pompa idraulica. Dimensioni: 875x525xh 650 - 900 mm. Dimensioni dell'imballo: 930x560x850 mm. Fornite con alloggiamento neonato.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
43502	43502	8023279435023	1
43503	43503	8023279435030	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279435023

CODICE GEF

43502



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697