

Materasso per 43502-3

Codice GEF (SKU) 43504

ATERASSO+FEDERA - opzionale Materasso 40x76x2 cm in poliuretano antimicrobico ignifugo. Federa impermeabile ed antimicrobica con zip.

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATERASSO+FEDERA - opzionale
- Materasso 40x76x2 cm in poliuretano antimicrobico ignifugo.
- Federa impermeabile ed antimicrobica con zip.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
43504



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697