



Lettino 2 Manovelle

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 43506

EAN / GTIN 8023279435061

Confezione 1

Lettoni pediatrici con struttura in acciaio curvato e saldato. Parti in plastica in materiale ABS e verniciature con polveri epossidiche. Le estremità dei lettini sono in PP stampato a soffiaggio per proteggere il letto e il paziente. Sponde Sponde alzabili in lega di alluminio con distanza di 8 cm tra le sbarre di protezione. 3 regolazioni dell'altezza, sistema antipizzico per proteggere le mani dei bambini Asta portaflebo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 1880x900xh 1260 mm
- Altezza letto: 585 mm
- Piattaforma materasso: 1770x720 mm
- Regolazione schienale: 0-75° ($\pm 10^\circ$)
- Regolazione gambe: 0-35° ($\pm 10^\circ$)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
43506	azzurro	8023279435061	1
43507	rosa	8023279435078	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V080699EAN / GTIN
8023279435061CODICE GEF
43506

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697