

Materasso per 43506-7

Codice GEF (SKU) 43508

MATERASSO - 1770x720x100 mm - opzionale In schiuma di poliuretano, densità 30 Kg/m³. Radiotrasparente, antimicrobico, senza lattice e senza CFC. Inodore e ignifugo. Con rivestimento 100% poliestere, lavabile.

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERASSO - 1770x720x100 mm - opzionale
- In schiuma di poliuretano, densità 30 Kg/m³.
- Radiotrasparente, antimicrobico, senza lattice e senza CFC.
- Inodore e ignifugo.
- Con rivestimento 100% poliestere, lavabile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
43508



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697