



## UNITÀ BASE DOPPIA 4 cassetti + 1 porta con 2 scaffali colore a richiesta

Codice GEF (SKU) **43514**

EAN / GTIN **8023279435146**

Confezione **1**

UNITÀ A BASE DOPPIA · 4 cassetti + porta con 2 scaffali - colore a scelta Il colore richiesto va indicato al momento dell'ordine. Disponibile in 30 giorni. Unità a base doppia di alta qualità, realizzate in legno rivestito con finitura in melamina antigraffio e antiriflesso. Il lato superiore, il lato inferiore e il lato posteriore della struttura e gli scaffali sono rivestiti con bordi in ABS. 4 piedini (altezza: 15 cm) con livellatori. Due modelli: uno con 4 cassetti e 1 porta con 2 scaffali (41,4 cm), l'altro con 2 porte e 2 scaffali (86,4 cm). Possono essere richieste in diversi colori. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279435146**

CODICE GEF

**43514**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697