



UNITÀ BASE DOPPIA 2 porte con 2 scaffali colore a richiesta

Codice GEF (SKU) 43519

EAN / GTIN 8023279435191

Confezione 1

UNITÀ A BASE DOPPIA • 2 porte con 2 scaffali - colore a scelta Il colore richiesto va indicato al momento dell'ordine. Disponibile in 30 giorni. Unità a base doppia di alta qualità, realizzate in legno rivestito con finitura in melamina antigraffio e antiriflesso. Il lato superiore, il lato inferiore e il lato posteriore della struttura e gli scaffali sono rivestiti con bordi in ABS. 4 piedini (altezza: 15 cm) con livellatori. Due modelli: uno con 4 cassetti e 1 porta con 2 scaffali (41,4 cm), l'altro con 2 porte e 2 scaffali (86,4 cm). Possono essere richieste in diversi colori. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279435191

CODICE GEF

43519



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697