



TAVOLO PER CAMERA smontato

Codice GEF (SKU) 43530

EAN / GTIN 8023279435306

Confezione 1

TAVOLO PER CAMERA - avorio Piano di appoggio in agglomerato di legno color avorio e bordi perimetrali in ABS. 4 gambe in acciaio verniciato alluminio con livellatori. Fornito smontato. Dimensioni: 90x50xh 75 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279435306

CODICE GEF

43530



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697