



COMODINO OLYMPUS con SERVILETTO

Codice GEF (SKU) 43551

EAN / GTIN 8023279435511

Confezione 1

COMODINO OLYMPUS CON TAVOLINO SERVILETTO Comodini a doppio lato in polietilene. Il vano interno ha un ripiano in plastica removibile e una griglia removibile sul fondo per garantire l'aerazione. I pannelli laterali includono un portasalvietta in plastica, due portabicchieri e due portabottiglie, tutti con barre di ritenuta. Cassetti e sportelli in polietilene stampato con maniglie integrate. Tavolini serviletto di altezza regolabile con telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e bordi rialzati per evitare il rovesciamento di oggetti. Rotazione a 360° e manovrabilità orizzontale del vassoio. Quattro rotelle gemellate piroettanti Ø 55 mm. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim.: 61,5x48,5xh 91 cm
- Peso: 21,5 kg
- Dimensioni vano cassetto: piccolo: 36x10xh 8,5 cm / grande: 36x18xh 8,5 cm
- Dimensioni vano interno: 32,5x38xh 44 cm
- Tavolino serviletto dimensioni: 57x44 cm
- Tavolino serviletto altezza: 91 - 121 cm
- Tavolino serviletto estensione orizzontale: 15 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279435511

CODICE GEF

43551



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697