



## COMODINO OLYMOUS con SERVILETTO INCLINABILE

Codice GEF (SKU) 43552

EAN / GTIN 8023279435528

Confezione 1

COMODINO OLYMPUS CON TAVOLINO SERVILETTO RECLINABILE  
Comodini a doppio lato in polietilene. Il vano interno ha un ripiano in plastica removibile e una griglia removibile sul fondo per garantire l'aerazione. I pannelli laterali includono un portasalvietta in plastica, due portabicchieri e due portabottiglie, tutti con barre di ritenuta. Cassetti e sportelli in polietilene stampato con maniglie integrate. Tavolini serviletto di altezza regolabile con telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e bordi rialzati per evitare il rovesciamento di oggetti. Rotazione a 360° e manovrabilità orizzontale del vassoio. Piano di appoggio reclinabile con diverse angolazioni. Quattro rotelle gemellate piroettanti Ø 55 mm. Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim.: 61,5x48,5xh 91 cm
- Peso: 21,5 kg
- Dimensioni vano cassetto: piccolo: 36x10xh 8,5 cm / grande: 36x18xh 8,5 cm
- Dimensioni vano interno: 32,5x38xh 44 cm
- Tavolino serviletto dimensioni: 57x44 cm
- Tavolino serviletto altezza: 91 - 121 cm
- Tavolino serviletto estensione orizzontale: 15 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279435528

CODICE GEF

43552



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697