



Letto Da Massaggio In Legno A 2 Sezioni

3 varianti

Codice GEF (SKU) **44000**
EAN / GTIN **8023279440003**
Confezione **1**

Lettoni da massaggio pieghevoli a 2 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, foro naso-bocca e borsa per il trasporto. Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm Peso netto/lordo: 14/17 kg Carico massimo: 227 kg Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
44000	blu	8023279440003	1
44001	nero	8023279440010	1
44002	turchese	8023279440027	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279440003

CODICE GEF
44000



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697