



## Letto Da Massaggio In Legno A 3 Sezioni

Codice GEF (SKU) 44011

EAN / GTIN 8023279440119

Confezione 1

Lettoni da massaggio pieghevoli a 3 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, bracciolo appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto. Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm  
Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm Peso netto/lordo: 16/19 kg Carico massimo: 227 kg Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279440119

CODICE GEF

44011



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697