



## Lettino Da Massaggio In Alluminio A 2 Sezioni

3 varianti

Codice GEF (SKU) 44020

EAN / GTIN 8023279440201

Confezione 1

Lettini da massaggio pieghevoli a 2 sezioni ad altezza regolabile. Intelaiatura in alluminio e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, braccioli laterali, reggibraccia appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto. Dimensioni prodotto aperto: 186x70xh 59/80 cm Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm Peso netto/lordo: 13/16 kg Carico massimo: 180 kg Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
44020	bianco	8023279440201	1
44021	blu	8023279440218	1
44024	nero	8023279440249	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
8023279440201

CODICE GEF  
44020



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697