



## Letto Da Massaggio

Codice GEF (SKU) 44048

EAN / GTIN 8023279440485

Confezione 1

LETTINO DA MASSAGGIO con foro facciale Lettino da massaggio confortevole, con foro facciale e cuscino removibile. Ideale per fisioterapia e centri benessere. Poggiaschiena regolabile da 0 a 49 gradi. Fornito con supporto per rotolo carta e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, RO, HR, GR). Dimensioni prodotto: 183x61x75 cm  
Dimensioni imballo: 188x17x66 cm Peso netto/lordo: 28/31 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279440485

CODICE GEF

44048



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697