



## SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

Codice GEF (SKU) 44050

EAN / GTIN 8023279440508

Confezione 1

SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE Sedia da massaggio comoda e pieghevole, ideale per la fisioterapia e i centri benessere. Prodotta in vinile PVC con spessore di 5-6 cm. Intelaiatura metallica. Dimensioni collo: 106x27xh 50 cm Peso netto/lordo: 7/13 kg Carico massimo: 160 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279440508

CODICE GEF

44050



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697