



Lettino da Visita

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 44452

EAN / GTIN 8023279444520

Confezione 1

LETTINO VISITA VALUE - verniciato bianco - nero Adatti per studi medici o piccoli ambulatori. Il ripiano è costituito da un pannello di legno e da gommapiuma ricoperti di finta pelle lavabile e ignifuga di Classe 1. Due sezioni: una fissa 131x62xh 6 cm e una regolabile (schienale) 51x62xh 6 cm. Dimensioni lettino: 182x62xh 79 cm. Peso 27 kg.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
44452	Verniciato bianco / materasso nero	8023279444520	1
44453	Verniciato bianco / materasso bianco	8023279444537	1
44457	Cromato / materasso blu	8023279444575	1
44458	Cromato / materasso beige	8023279444582	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279444520

CODICE GEF

44452



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697