



## Lettino Da Visita In Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 44460

EAN / GTIN 8023279444605

Confezione 1

Lettino Da Visita In Acciaio Inox

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
44460	INOX	8023279444605	1
44463	INOX (44463)	8023279444636	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080602

EAN / GTIN

8023279444605

CODICE GEF

44460



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697